



CruraSave® - FEMORAL PERFUSIONSSET



Die CruraSave® wurde speziell für die einfache und sichere Bein-Perfusion während einer VA-ECMO Anwendung entwickelt. Sie ist die erste Ihrer Art und zeichnet sich, vor allem, durch Ihre effektive Drahtverstärkung aus, welche ein Abknicken vermeidet.

Die Knickstabilität und Flexibilität gibt mehr Sicherheit beim Einführen. Der männliche Luer-Lock-Ansatz gewährleistet einen komfortablen Anschluss der arteriellen Kanüle.

Das Set beinhaltet einen Führungsdraht, eine Kanüle mit Spritze und den Dilatator mit der Kanüle selbst, um eine leichte Punktion mittels Seldinger-Technik durchzuführen.

FEATURES

- Führungsdraht 0,035"
- Knickstabilität
- Hämostase-Ventil
- Stufenloser Übergang von Dilatator zur Schleuse
- Drahtverstärkt
- DEHP-frei
- Optional mit längerem Schlauch



TECHNISCHE DATEN

FRENCH



ARTIKELNUMMER

FLK X001 07

FLK X001 08

VE

5 Stück

LIEFERZEIT

nach Absprache

