




REVAS® ARTERIELLE FEMORALKANÜLE

FEATURES

Das bewährte Design unserer REVAS® Arteriellen Femoralkanüle zur arteriellen Kanülierung bietet eine innovative und einzigartige Kanülierungstechnik zum maximalen Schutz vor chirurgischen Traumata.

Die Knickstabilität und Flexibilität gibt höchstmögliche Sicherheit beim Einführen.

- Anwendungsdauer bis zu 30 Tage
- Optional mit RHEOPAX®-Beschichtung
- Drahtverstärkt
- Knickstabilität
- Stufenloser Übergang von Dilatator zur Kanüle
- DEHP-frei
- Optional REVAS® Einführbesteck oder Einführhilfe für Arterielle Femoralkanüle



TECHNISCHE DATEN

FRENCH

14	16	18	20	22	24
----	----	----	----	----	----

KONNEKTOR

E	D	C	B
1/4" LL	3/8" LL	1/4"	3/8"
14 Fr	14-24 Fr	14 Fr	14-24 Fr

KONNEKTOR

1/4" LL
3/8" LL

ARTIKELNUMMER

FLK A16 E Fr*
FLK A16 D Fr*

ARTIKELNUMMER (RHEOPAX®)

FLK A16 E Fr* R
FLK A16 D Fr* R

1/4"
3/8"

FLK A16 C Fr*
FLK A16 B Fr*

FLK A16 C Fr* R
FLK A16 B Fr* R

VE
LIEFERZEIT

5 Stück
nach Absprache

* bitte wählen Sie die gewünschte French-GöÙe.

