




REVAS® ECMO/ECLS VENÖSE FEMORALKANÜLE MIT VORGEBOGENER SPITZE

Die REVAS® ECMO/ECLS venöse Femoralkanüle mit vorgebogener Spitze wird transeptal im linken Vorhof positioniert um dort sauerstoffreiches Blut abzusaugen.



FEATURES

- Anwendungsdauer bis zu 30 Tage
- Optional mit RHEOPAX®-Beschichtung
- 18 - 22 Fr. Kanüle mit Drahtverstärkung
- Knickstabilität
- Hohe Flussrate
- DEHP-frei
- Optional REVAS® Einführbesteck oder Einführhilfe



TECHNISCHE DATEN

FRENCH

18 20

KONNEKTOR

3/8"

ARTIKELNUMMER

FLK V19 B Fr*

FLK V19 B Fr* R (RHEOPAX®)



VE

1 Stück

LIEFERZEIT

nach Absprache

* bitte wählen Sie die gewünschte French-GöÙe.



free life medical GmbH

Kleinheidstraße 1a
52080 Aachen
Deutschland

Tel. +49-2405-419 900-0
Fax +49-2405-419 900-90
Email info@freelife-medical.com

WWW.FREELIFE-MEDICAL.COM